



Radio SKIN

Chirurgia Dermatologica mini-invasiva in Medicina Estetica




www.topqualitygroup.it

Numero Verde
800 03 51 53



Radio SKIN

Offrire soluzioni avanzate, APPARECCHIATURE PER L'ESTETICA MEDICALE non invasiva e mini-invasiva della miglior qualità e per ogni specifica esigenza di trattamento: questo è l'obiettivo che Medical Body Point, la divisione medica Top Quality Group, persegue grazie alle grandi potenzialità tecniche e attraverso il costante investimento nella Ricerca & Sviluppo di nuove tecnologie quali RADIO SKIN.



manipolo Radio Skin

A COSA SERVE

RADIO SKIN rappresenta l'evoluzione della chirurgia mini invasiva che, dopo il radio bisturi, ha la peculiarità di essere ancor più selettivo sui tessuti bersaglio e la possibilità di agire anche a livello dei piccoli vasi sanguigni, con conseguente:

- Minimizzazione del dolore durante l'intervento;
- Immediata microcoagulazione della zona trattata con scarse perdite ematiche;
- Assenza di esiti da ustioni causate dalla non omogeneità dell'impedenza elettrica dei tessuti trattati;
- Minimizzazione dello stress dei tessuti prossimi ai target (temperature di esercizio più basse rispetto al radio bisturi);
- Possibilità di svolgere l'intervento ambulatorialmente.

COME FUNZIONA

Il trattamento viene gestito da un sofisticato mini-computer che regola e stabilizza il flusso di energia erogata al paziente, ottenendo:

- Minimizzazione dell'energia trasferita al corpo umano;
- Minimizzazione delle correnti parassite;
- Minimizzazione dei tempi di recupero postoperatorio;
- Funzionamento senza elettrodo di riferimento;
- Possibilità di alimentare il dispositivo con sorgente elettrica (fino a 8 ore di autonomia)

DOTAZIONE:

- N.01 cavo di alimentazione
- N.01 manipolo Radio Skin
- N.05 aghi monopaziente Radio Skin

SPECIFICHE TECNICHE:

Alimentazione 100÷240 V, 50÷60 Hz
Potenza Max assorbita 100 W
Classe di sicurezza elettrica II BF
Grado di protezione IP IP40
Frequenza di emissione 30÷150 KHz
Display 7" colour touch con PC integrato
Temperatura di funzionamento 0÷40 °C
Umidità di funzionamento 30÷75% senza condensa
Dimensioni L 45 x A 96 x P 41 cm
Peso 4 kg

TRATTAMENTI FRUIBILI:

- Angiomi rubino
- Cheloidi
- Cheratosi seborroiche
- Cicatrici ipertrofiche in genere, esiti da acne
- Cisti
- Discromie
- Fibromi cutanei
- Lentigo solare
- Verruche
- Xantelasmi
- Microlifting
- Blefaroplastica

**Apparecchiatura certificata MEDICAL DEVICE
in conformità alla direttiva 2007/47/CE
correttiva della direttiva 93/42/CE**

PRODOTTO IN ITALIA



Top Quality Group si riserva di variare i dati sopra riportati senza preavviso e, comunque, tali dati non sono validi ai fini contrattuali

PLUS:

- Tutti i parametri sono visualizzati su un display 7" color touch screen
- Il software è redatto secondo il concetto Friendly Human-Machine Interface [FHMI] per renderlo intuitivo e di agevole utilizzo.

Via G. Sorel - Zona Industriale - 06012 Città di Castello, Perugia, Italia
Tel.: +39 075 8520088 / 075 8522216 / 075 8512197 - Fax: +39 075 8674506

www.topqualitygroup.it info@topqualitygroup.it

Registro Produttori AEE n° IT1608000009459

